

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Termék bemutatása:

A szónikus elektromos fogkefe egy nagyfrekvenciás vibrációs elektromos fogkefe, amely akár **32 000 – 42 000 rezgést per perc** teljesítménnyel működik. A nagyfrekvenciás vibráció hatékonyan távolítja el a lepedéket és a fogkövet, és minden fogfelületet alaposan megtisztít.

Funkciók bemutatása:

1. A fogkefe **6 különböző üzemmóddal** rendelkezik (**érzékeny, gyengéd, tisztító, fehéritő, ínymasszázs, ínyvédelem**).
 2. **Bekapcsolás:** Nyomja meg röviden a bekapcsológombot, majd újabb rövid megnyomással válthat az üzemmódok között. Hosszan nyomva tartva (3 mp) kikapcsolhatja a készüléket.
 3. **Memória funkció:** A fogkefe megjegyzi az utoljára használt üzemmódot, és a következő használatkor automatikusan ezt indítja el.
 4. **Okos időzítő:**
 - **2 perces intelligens időzítő** a fogorvosok által ajánlott tisztítási idő biztosítására.
 - **30 másodpercenként rezgéssel jelez**, hogy váltson a száj egy másik területére.
 5. **Töltöttségi jelző:**
 - **Piros fény:** Alacsony töltöttség.
 - **Zöld fény:** Teljesen feltöltve.
-

Használati utasítás:

1. Helyezzen megfelelő mennyiségű fogkrémet a kefefejre, majd **nedvesítse be** (ha a készülék még nincs bekapcsolva).
 2. Óvatosan nyomja a fogkefét a fogakhoz.
 3. **Csak bekapcsolás után helyezze a szájába**, hogy elkerülje a fogkrém kifröccsenését.
 4. Lassan mozgassa a fogkefét, hogy az **egyenletesen tisztítsa meg a fogakat**.
 5. A fogmosás után öblítse ki a kefefejet és törölje szárazra a fogkefét.
-

Kefefej leírás:

- **Felhelyezés:** A kefefejet finoman nyomja a fogkefe fejére, és ne csavarja.
 - **Eltávolítás:** Húzza ki egyenes mozdulattal, ne csavarja.
 - **Ajánlott csere:** **Havonta** javasolt cserélni a kefefejet a legjobb eredmény érdekében.
 - **Tárolás:** Hagyja a kefefejet **szellős, száraz helyen**, hogy megelőzze a baktériumok elszaporodását.
 - **Első használat előtt:** Áztassa be a kefefejet 10 percig meleg vízbe.
-

Töltési útmutató:

1. Távolítsa el a vízálló védőburkolatot, és csatlakoztassa a töltőkábelt.
 2. Csatlakoztassa USB-s tápegységhez (**számítógép, power bank, USB adapter** stb.).
 3. A fogkefe **túláram-védelemmel** van ellátva, és akár **6 órán keresztül** folyamatosan tölthető.
 4. Ne használja a készüléket töltés közben.
 5. **Ne töltsen közvetlen napsütésben vagy magas hőmérsékletű helyen**, hogy elkerülje a túlmelegedést.
-

Fontos tudnivalók:

1. Az első néhány használat után **enyhe ínyvérzés** előfordulhat, amely természetes és idővel megszűnik. Ha folytatódik, forduljon fogorvoshoz.
 2. **Ne használja a fogkefét** az alábbi esetekben:
 - **6 év alatti gyermekek számára** nem ajánlott.
 - **Fizikai vagy szellemi fogyatékkal élők számára**, akik nem tudják megfelelően használni.
 - **Más személy fogmosásának segítésére.**
 3. **Kerülje a hajápolási termékekkel (pl. sampon, szájvíz) való érintkezést**, mert károsíthatják a fogkefét.
 4. **Csak a gyártó által ajánlott kefefejet használja.**
 5. **Tárolás:** Száraz, szellős helyen, **0–40°C** közötti hőmérsékleten.
 6. **Csak fogak és íny tisztítására használja**, más célra ne alkalmazza.
-

Garanciális feltételek:

- **1 év garancia** a vásárlás napjától számítva.
- A garancia **csak gyártási hibákra és normál használatra vonatkozik.**
- **Garancia NEM terjed ki:**
 1. **Helytelen használat vagy karbantartás okozta károkra (pl. emberi hiba, sérülés).**
 2. **Ha a terméket illetéktelen személy javította vagy szerelte szét.**

Ha kérdése van a termék karbantartásával vagy garanciájával kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a **forgalmazó ügyfélszolgálatával.**

Forgalmazó:

Spalazzomed Kft.

spalazzomed@spalazzomed.hu