

Biztonsági utasítások

A készülék megfelelő és biztonságos használata érdekében kérjük, olvassa el figyelmesen az útmutatót, és őrizze meg későbbi hivatkozás céljából.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Ez a készülék nem játék, tartsa távol gyermekektől.
- Használat előtt ellenőrizze a készülék állapotát. Ha sérülést észlel, ne használja.
- Száraz környezetben történő használat esetén a készülék statikus elektromosságot generálhat. Ez normális jelenség, és nem befolyásolja a készülék működését.
- A készülék és a töltőkábel szárazon tartandó.
- Ne használja a készüléket töltés közben.

⚠ FIGYELEM

Az alábbi személyek ne használják ezt a készüléket:

- Terhes nők vagy menstruáció alatt álló nők
- Allergiás személyek
- Arcidegbetegségben szenvedők
- Fém-, szilikon- vagy műanyag implantátummal, protézissel rendelkezők
- Ekcémában, bőrgyulladásban, kirepedezett bőrben, duzzadt bőrfelületeken szenvedők vagy egyéb súlyos bőrbetegséggel küzdők

Ezt a készüléket nem ajánlott használni olyan személyeknek (beleértve a gyermekeket is), akik fizikai vagy mentális fogyatékkal élnek, illetve nincs tapasztalatuk a készülék használatában, kivéve, ha megfelelő felügyelet alatt állnak.

- Ha rosszul érzi magát, azonnal hagyja abba a készülék használatát, és forduljon orvoshoz.
- Tartsa a készüléket gyermekektől távol.
- Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket az élettartam meghosszabbítása érdekében.
- Ne ossza meg a készüléket másokkal.
- Ne próbálja szétszerelni, javítani vagy módosítani a készüléket, hogy elkerülje a baleseteket.
- Használat előtt távolítsa el az ékszereket és a hajtűket, hogy azok ne zavarják a készülék működését.
- A készülék lítium akkumulátorral rendelkezik. Ne hagyja vagy tárolja hosszú ideig forró vagy párás környezetben. Ha hosszabb ideig nem tervezi használni, teljesen feltöltött állapotban tárolja.

Készülék specifikációk

- **Név:** Hot/Cool Skin Device (Meleg/Hűsítő bőrápoló készülék)
- **Modell:** TB-1389
- **Bemeneti feszültség:** 5V == 1A
- **Akkumulátor típusa:** Li-ion 3,7V 800mAh
- **Szabvány:** Q/XM 1020-2020

Készülék leírás

(A képen látható ábrázolás alapján)

1 Bekapcsoló gomb

- 2 Meleg funkció jelzőfény
 - 3 Hűsítő funkció jelzőfény
 - 4 SONIC (rezgés) funkció jelzőfény
 - 5 Masszírozó fej
 - 6 Szellőzőnyílások
 - 7 Töltőport
 - 8 USB kábel
 - 9 Töltésjelző
-

Előkészítési utasítások

☞ A készülék akkumulátora alacsony töltöttségű lehet az első használat előtt. Kérjük, töltsse fel használat előtt az USB-kábellel.

1. Győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.
2. Csatlakoztassa az USB-kábelt a készülék töltőportjához, majd dugja be a töltőadaptert egy fali aljzatba (adapter nem tartozék).
3. Töltés közben a töltésjelző világít, és amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, a fény kialszik. A töltési idő körülbelül 2,5 óra.
4. Teljesen feltöltött állapotban a készüléket egy töltéssel összesen 16 percig lehet használni, és minden módhoz ajánlott 2,5 percet használni.

✗ Figyelem: Ne próbálja meg kicserélni az akkumulátort.

Használati útmutató

☞ **Mielőtt először használná a készüléket, távolítsa el a kék védőfóliát a masszírozó fej felületéről, majd törölje le egy enyhén nedves, tiszta ruhával.**

1. Üzem módok váltása

☞ Meleg mód (Hot Mode):

- Tartsa nyomva a bekapcsoló gombot kb. **3 másodpercig**, amíg a készülék be nem kapcsol.
- A **HOT** jelzőfény kigyullad.
- Egy „bee” hangjelzés után a masszírozó fej elkezd a melegítő funkciót.

☞ Meleg mód + Sonic rezgés (Hot Mode + Sonic Vibration):

- Tartsa nyomva a bekapcsoló gombot kb. **3 másodpercig**, amíg a készülék be nem kapcsol.
- Röviden nyomja meg a gombot még egyszer.
- A **HOT** és **SONIC** jelzőfények egyszerre világítanak, és a készülék aktiválja a melegítési és rezgő funkciót.

Üzem módok váltása

3. Hűsítő mód (Cool Mode):

- Tartsa nyomva a bekapcsoló gombot körülbelül **3 másodpercig**, hogy bekapcsolja a készüléket.

- A **HOT** (meleg) jelzőfény felgyullad.
- Egy „bee” hang után nyomja meg kétszer röviden a bekapcsoló gombot.
- A **COOL** (hűsítő) jelzőfény felgyullad, és a hűsítő mód aktiválódik. (Lásd: **4. kép**)

4. Hűsítő mód + Sonic rezgés (Cool Mode + Sonic Vibration):

- Tartsa nyomva a bekapcsoló gombot körülbelül **3 másodpercig**, hogy bekapcsolja a készüléket.
- Nyomja meg röviden a gombot háromszor.
- A **COOL** és **SONIC** jelzőfények egyszerre világitanak, és a készülék aktiválja a hűsítő és rezgő funkciót. (Lásd: **5. kép**)

! Fontos:

- Minden mód rendelkezik egy **automatikus időzítővel (2,5 perc)**. Amikor az idő lejár, a készülék automatikusan kikapcsol.
- A készüléket bármikor kikapcsolhatja, ha hosszan lenyomja a bekapcsoló gombot **kb. 3 másodpercig**.
- **Ajánlott használati idő:** 2,5 perc, vagy amíg a bőrápolási termék teljesen felszívódik.

2. Napi ajánlott használat

⇨ **Ajánlott napi kétszer használni a készüléket:** egyszer reggel, egyszer este.

Reggeli rutin

1. Tisztítsa meg az arcát.
2. A napi bőrápolási rutin előtt (szemkörnyékápoló, szérum, arckrém felvitele előtt) használja a **6°C + hűsítő módot vagy hűsítő mód + rezgő funkciót**, hogy hatékonyan csökkentse az arc duzzanatait.
3. A bőrápolási rutin befejezése után használja a **42°C + meleg módot vagy meleg mód + rezgő funkciót**, hogy segítse a pórusok összehúzódását és a bőr feszesítését.

Esti rutin

1. Ha maszkot vagy egyéb bőrápoló terméket használ, alkalmazza a **42°C + meleg módot vagy meleg mód + rezgő funkciót**, hogy fokozza a hatóanyagok felszívódását.
2. A meleg mód használata után váltson **6°C + hűsítő módra vagy hűsítő mód + rezgő funkcióra**, hogy összehúzza a pórusokat és rögzítse a bőrbe juttatott tápanyagokat.

⚠ Figyelem:

Ha a környezeti hőmérséklet **15°C alatti**, ne használja a hűsítő módot, mert kellemetlen érzést okozhat.

3. Masszírozási módszerek

1. **42°C + meleg mód vagy meleg mód + rezgő funkció használata:**
 - Vigye fel a kívánt bőrápoló terméket.
 - Finoman nyomja a masszírozó fejet a bőrre, és körkörös mozdulatokkal mozgassa, hogy fokozza a hatóanyagok felszívódását. (Lásd: **6. kép**)
2. **6°C + hűsítő mód vagy hűsítő mód + rezgő funkció + 42°C + meleg mód kombinációjának használata:**
 - A masszázst arcán **20-30 másodpercig** végezze. (Lásd: **7. kép**)

4. Tisztítás és karbantartás

A készülék optimális teljesítményének fenntartása érdekében rendszeresen **tisztítsa meg enyhén nedves, tiszta ruhával minden használat előtt és után.** (Lásd: **8. kép**)

☛ Tisztítási lépések:

1. Győződjön meg róla, hogy a készülék **ki van kapcsolva**, mielőtt tisztítja.
2. **Ne merítse vízbe a készüléket.** (Lásd: **9. kép**)
3. **Ne használjon** acélgyapotot, durva tisztítószerket, vegyszereket vagy maró hatású anyagokat a tisztításhoz.
4. **Ne használjon** kenőanyagokat, mosószerket, polírozószerket vagy légrisztítőket a készüléken.
5. Tisztítás után törölje szárazra a készüléket.

Tárolás

Ez a készülék lítium akkumulátort tartalmaz. **Ne tárolja vagy helyezze el hosszú ideig forró vagy párás környezetben.**

Ha hosszabb ideig nem tervezi használni a készüléket, **teljesen feltöltött állapotban tárolja.**

Újrahasznosítás

A beépített akkumulátor olyan anyagokat tartalmazhat, amelyek **környezetszennyezést okozhatnak.**

Ne dobja a készüléket a háztartási hulladék közé!

A készüléket egy hivatalos **elektronikai hulladékgyűjtő helyen** adja le, hogy hozzájáruljon a környezet védelméhez.

Garancia és támogatás

1. Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem működik, ha hosszan lenyomják a bekapcsoló gombot.	Az akkumulátor lemerült vagy alacsony a töltöttsége.	Töltse fel a készüléket az útmutató szerint.
A töltésjelző nem világít.	Az USB-kábel nincs megfelelően csatlakoztatva.	Dugja be az USB-kábelt megfelelően a töltőportba az útmutató szerint.
A masszírozó fej felforrósodik használat után.	Ez normális jelenség.	Nincs szükség beavatkozásra.
Egyéb problémák.	–	Forduljon a helyi forgalmazóhoz.

Megjegyzés: Ha a készülék az alábbi megoldások után sem működik megfelelően, **hagyja abba a használatát, és vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval.**

2. Ügyfélszolgálat

További információért kérjük, látogassa meg weboldalunkat:

📍 www.touchbeauty.com

Kapcsolat:

✉ customer@touchbeauty.com

Ha kérdése van a termékeinkkel kapcsolatban, vagy további információra van szüksége, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal.

Országában működő hivatalos forgalmazóval is kapcsolatba léphet.

Gyártó adatai

🏢 **TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD**

📍 **Cím:**

29/F, Block B, Tiley Central Plaza, No.195 Haide 3rd Road, Nanshan District, Shenzhen, Kína

Forgalmazó:

Spalazzomed Kft.

spalazzomed@spalazzomed.hu

spalazzomed.hu