

## Biztonsági utasítások

A készülék megfelelő működése érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót használat előtt, és őrizze meg későbbi hivatkozás céljából.

---

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Ez a készülék nem játék! Tartsa távol gyermekektől!
  - Használat előtt ellenőrizze a készüléket. Ne használja, ha sérült!
  - Tartsa szárazon a készülék USB-kábelét és a töltőportját.
  - Ne használja a készüléket töltés közben!
- 

### ⚠ ÓVINTÉZKEDÉSEK

A következő személyek ne használják a készüléket:

- Terhes vagy szoptató nők, illetve menstruáció alatt állók
  - Allergiások
  - Arcidegi rendellenességekkel küzdők
  - Olyan személyek, akik fém-, szilikon- vagy műanyag implantátummal rendelkeznek (pl. törések vagy plasztikai műtétek után)
  - Nyílt sebbel, repedezett vagy duzzadt bőrrel rendelkezők
  - Súlyos arcbőrbetegségben szenvedők
  - Pacemakerrel, implantátummal vagy fémprotézissel rendelkezők
- 

### ✦ További figyelmeztetések

- A készülék nem használható olyan személyek számára (beleértve a gyermekeket is), akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkeznek, kivéve, ha felügyelet alatt állnak.
  - Ha kellemetlen érzést tapasztal a készülék használata közben, azonnal hagyja abba a használatot!
  - Fényterápia használatakor ne nézzen közvetlenül a fényforrásba! Csukja be a szemét, ha szükséges.
  - Tartsa távol a készüléket gyermekektől!
  - Ne ossza meg másokkal a készüléket!
  - Rendszeresen tisztítsa a készüléket és tartozékait!
  - Ne próbálja meg szétszerelni, javítani vagy módosítani a készüléket!
  - Távolítsa el az ékszereit és fogja össze a haját a használat előtt!
  - A készülék lítium akkumulátorral rendelkezik. Ne hagyja forró vagy párás helyen!
- 

### ✦ Termék specifikációk

- **Név:** Krém Booster
- **Modell:** TB-1981K
- **Bemenet:** 5V == / 0,5A
- **Teljesítmény:** 3,7V / 4W
- **Akkumulátor típusa:** Li-polimer 3,7V 500mAh

- Szabvány: Q/XM1002-2020 / Q/XM1021-2020
- 

## ✦ Készülék leírása

1. **Masszírozó fej**
  2. **Fényterápiás forrás**
  3. **Erős intenzitás jelző**
  4. **Gyenge intenzitás jelző**
  5. **Tisztítási indikátor**
  6. **Piros LED indikátor**
  7. **Fényintenzitás gomb**
  8. **Nedvesítő indikátor**
  9. **Be-/kikapcsoló és módválasztó gomb**
  10. **USB töltőport**
  11. **Mágneses pamutgyűrű**
  12. **Érzékelő szenzorok**
  13. **USB kábel**
- 

## 🔌 Előkészítés és töltés

- **A készülék akkumulátora alacsony töltöttségi szinten lehet a csomagolásban.** Használat előtt **töltse fel USB-kábellel!**
- A készülék **alacsony töltöttségi szint jelző rendszerrel** rendelkezik. Amikor az akkumulátor merül, a **magas és alacsony intenzitású jelzőfények háromszor villognak**, majd a készülék automatikusan kikapcsol.

## Töltési folyamat

1. **Kapcsolja ki a készüléket!**
2. **Csatlakoztassa az USB töltőkábelt a készülék alján található porthoz.**
3. **Dugja be a töltőkábelt egy adapterbe** (nem tartozék), majd csatlakoztassa egy fali aljzatba. (Lásd: 2. ábra)

## 🔌 Töltés közben

- **A töltés során** a magas és alacsony intenzitású jelzőfények **együtt villognak**.
  - **Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött**, a magas és alacsony intenzitású jelzőfények folyamatosan világítanak.
  - **A teljes töltési idő körülbelül 3 óra.**
  - **Teljes töltés után a készülék körülbelül 50 percig használható folyamatosan.**
  - ⚠ **Figyelem:** Ne próbálja meg kicserélni az akkumulátort!
- 

## 🔧 Használati útmutató

1. **A készülék bekapcsolása:**
  - Nyomja meg és tartsa lenyomva a **bekapcsoló/módválasztó gombot** a készülék bekapcsolásához.
  - A készülék alapértelmezés szerint **„clean” (tisztító) módba lép.**

- Nyomja meg röviden a **bekapcsoló/módválasztó gombot**, hogy váltson a különböző módok között:
    - „Clean” (tisztító)
    - „Red LED” (piros LED-terápia)
    - „Brighten” (bőrfényesítő)
    - „Moist” (hidratáló)
  - 2. **Intenzitás beállítás**
    - A készülék **két intenzitási szinttel** rendelkezik:
      - **Alacsony intenzitás (38°C hőmérséklet)**
      - **Magas intenzitás (42°C hőmérséklet)** (Csak „Red LED”, „Brighten” és „Moist” módban állítható a hőmérséklet!)
  - 3. **A készülék kikapcsolása**
    - Bármelyik módban nyomja meg és tartsa lenyomva a **bekapcsoló/módválasztó gombot**, hogy kikapcsolja a készüléket.
    - **Automatikus kikapcsolás:** Ha a készüléket **3 percig nem használja, automatikusan kikapcsol** hangjelzéssel.
- 

## 👩 Használati lépések

- **Smink eltávolítása:** Mielőtt használja a készüléket, tisztítsa meg az arcát a sminktől.
  - **Érintse meg az érzékelő sávokat:** A rezgőfunkció csak akkor működik, ha mindkét oldalon érinti a készüléket.
- 

## „CLEAN” (TISZTÍTÓ) MÓD

1. **Tisztítsa meg az arcát a sminktől és szennyeződésektől.**
  2. **Vegye ki a mágneses pamutgyűrűt**, és helyezzen egy **vattakorongot** a masszázsfejre. Rögzítse a mágneses gyűrűvel. (Lásd: 4. kép)
  3. **Áztassa át a vattakorongot tonikkal.**
  4. **Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló/módválasztó gombot**, hogy bekapcsolja a készüléket és a „clean” módot.
  5. **Válassza ki az intenzitási szintet** bőrtípusa alapján.
  6. **Fogja meg a készüléket úgy, hogy mindkét érzékelősávot érintse.**
  7. **Finoman mozgassa a készüléket körkörös mozdulatokkal az arc közepétől kifelé**, hogy eltávolítsa a makacs szennyeződéseket és pórusokat tisztítson. (Lásd: 5. kép)
  8. **Ajánlott használati idő:**
    - **T-zóna (homlok és orr):** 20-25 másodperc
    - **Bal és jobb arc:** 20-30 másodperc
    - **Áll és nyak:** 30 másodperc
  9. **Használat után öblítse le arcát vízzel**, és folytassa **napi bőrápolási rutinját**.
- 

## „RED LED” (PIROS LED) MÓD

- **Ezt a módot a „clean” (tisztító) mód után használja, vagy ha eltávolította a sminket.**
1. Kapcsolja be a készüléket, és **válassza ki a „Red LED” módot**.
  2. **Válassza ki az intenzitási szintet** bőrtípusa szerint.
  3. **Fogja meg a készüléket úgy, hogy mindkét érzékelősávot érintse.**
  4. **Tartsa a masszázsféjet kb. 2-3 cm-re a bőrtől**, és mozgassa az arcán egyenletesen.

5. **Fényterápia használatakor csukja be a szemét**, hogy elkerülje a szemirritációt.

#### „Brighten” (Bőrfényesítő) mód

- Ezt a módot a „clean” (tisztító) mód vagy a „red LED” mód után használja.
- Vigyen fel szérumot vagy hidratáló krémet az arcára. (Lásd: 7. kép)
- Kapcsolja be a készüléket, majd váltson a „brighten” módra.
- Válassza ki az intenzitási szintet bőrtípusa szerint.
- Fogja meg a készüléket úgy, hogy mindkét érzékelősávot érintse.
- Helyezze a masszázsfjet az arcára. A készülék enyhén vibrálni fog.
- Mozgassa a készüléket körkörös mozdulatokkal az arc közepétől kifelé, hogy elősegítse a bőrápoló termékek jobb felszívódását és ragyogóbbá tegye a bőrt. (Lásd: 8. kép)

#### Ajánlott használati idő:

- Naponta egyszer használja a „brighten” módot.
- Minden alkalommal 3 percig használja a legjobb eredmények érdekében.
- Ajánlott kezelési sorrend:
  - T-zóna (homlok és orr)
  - Bal és jobb arc
  - Áll
- Használat után folytassa napi bőrápolási rutinját.

---

#### „Moist” (Hidratáló) mód

- Ezt a módot a „clean” (tisztító) vagy a „red LED” mód után használja.
- Helyezzen fel egy hidratáló vagy nedvességmegkötő maszkot az arcára. (Lásd: 9. kép)
- Kapcsolja be a készüléket, majd váltson a „moist” módra.
- Válassza ki az intenzitási szintet bőrtípusa szerint.
- Fogja meg a készüléket úgy, hogy mindkét érzékelősávot érintse.
- Helyezze a masszázsfjet a bőrre. A készülék enyhén vibrálni fog.
- Finoman nyomja a masszázsfjet a bőrre, és mozgassa az arc közepétől kifelé, hogy fokozza a maszk tápanyagainak felszívódását és mélyen táplálja a bőrt. (Lásd: 10. kép)

#### Ajánlott használati idő:

- Használja a „moist” módot heti 1-2 alkalommal.
- Minden alkalommal 3 percig használja a legjobb eredmények érdekében.
- Használat után folytassa napi bőrápolási rutinját.

---

#### 📊 Ajánlott használati gyakoriság

Válassza ki a bőrének és idejének leginkább megfelelő kezelést!

| Bőrápolás típusa | Clean<br>(Tisztító) | Red LED (Piros LED-<br>terápia) | Brighten<br>(Bőrfényesítő) | Moist<br>(Hidratáló) |
|------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------|
| Mélytisztítás    | ✓ 3 perc            |                                 |                            |                      |

| Bőrápolás típusa                       | Clean (Tisztító) | Red LED (Piros LED-terápia) | Brighten (Bőrfényesítő) | Moist (Hidratáló) |
|--|------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|
| Gyors hidratálás                       |                  |                             |                         | ✓ 3 perc          |
| Napi hidratálás és bőrmegújítás        | ✓ 3 perc         | ✓ 3 perc                    | ✓ 3 perc                |                   |
| Tisztítás és hidratálás                | ✓ 3 perc         | ✓ 3 perc                    | ✓ 3 perc                | ✓ 3 perc          |
| Teljes bőrápolási rutin (1-2x hetente) | ✓ 12 perc        | ✓ 12 perc                   | ✓ 12 perc               | ✓ 12 perc         |

#### Tisztítás és karbantartás

- **Használat előtt és után mindig tisztítsa meg a készüléket és a masszázsféjet, hogy a készülék mindig a legjobb teljesítményt nyújtsa.**
- **Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket!**
- **Tisztítsa meg a készüléket egy enyhén nedves, puha ruhával.**
- **Ne merítse vízbe a készüléket!**
- **Ne használjon alkoholt, acélgyapotot, súrolószereket, vegyszereket vagy maró hatású folyadékokat a készülék tisztítására.**
- **Ne használjon kenőanyagokat, mosószereket, polírozó szereket vagy légfrissítőket a készüléken.**

#### Tárolás

- **A készülék lítium akkumulátorral rendelkezik.**
- **Ne tegye ki hosszú ideig forró vagy párás környezetnek!**
- **Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, tárolja azt teljesen feltöltött állapotban.**

#### Újrahasznosítás

- **A beépített akkumulátor olyan anyagokat tartalmaz, amelyek szennyezhetik a környezetet.**
- **Ne dobja a készüléket a háztartási hulladékba!**
- **A készülék ártalmatlanítását egy hivatalos újrahasznosító ponton végezze el, hogy hozzájáruljon a környezetvédelemhez.**

#### Garancia és támogatás

#### Hibaelhárítás

| Probléma                           | Lehetséges ok                                      | Megoldás  |
|------------------------------------|--|---|
| A készülék nem működik megfelelően | Az akkumulátor lemerült vagy alacsony töltöttségű. | <b>Töltse fel az eszközt az útmutató szerint.</b> |
| Egyéb problémák                    | -  | <b>Forduljon a forgalmazóhoz!</b>                 |

#### **Megjegyzés:**

Ha a készülék a fent említett megoldások után sem működik megfelelően, **hagyja abba a használatot, és forduljon az ügyfélszolgálathoz!**

---

## ☎ Ügyfélszolgálat

Ha segítségre van szüksége, látogasson el a [www.touchbeauty.com](http://www.touchbeauty.com) weboldalra, vagy írjon e-mailt az ügyfélszolgálatnak: [customer@touchbeauty.com](mailto:customer@touchbeauty.com)  
A helyi viszonteladójánál is érdeklődhet.

---

## 🏢 Gyártó adatai

**TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD**

**Cím:**

601 & 602, Block F5, TCL International E-City,  
1001 Zhongshanyuan Road, Shuguang Community,  
Xili Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, Kína

**Forgalmazó:**

Spalazzomed Kft.

[spalazzomed@spalazzomed.hu](mailto:spalazzomed@spalazzomed.hu)

spalazzomed.hu